

機器保守管理作業日誌（呼吸機能）

福井大学医学部附属病院検査部		点検実施年月： 年 月		機器名：スーパースパイロ DISCOM-21 FX III		管理番号：検査-G-161-201		日付		部門責任者																						
検査室名：呼吸機能⑤																																
点検項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
日常点検	始業時点検	/																														
	電源コード、信号ケーブル、ガステューブ、呼吸管	/																														
	機器の清浄	/																														
	コンピュータの正常動作、CDBS接続	/																														
	異常音の確認	/																														
	画面上の日付・時間	/																														
	フローセンサー・パッキン類	/																														
	環境データ（気温、湿度、気圧）の入力	/																														
	10分以上の機器ウォーミングアップ	/																														
	気量の校正	/																														
校正シリンジによる精度確認	/																															
点検者		/																														
日常点検	終業時	/																														
	電源スイッチOFF	/																														
	機器の清浄と消毒	/																														
週次点検	被検者による精度管理	/																														
	清掃	/																														
月次点検	電源コードとプラグの安全点検	/																														
	精度管理月報印刷	/																														
点検者		/																														

備考欄 (チェック記号) ✓:正常 ×:調整 △:修理 ○:交換 ☆:その他