

ウロフロメーター 日常点検記録表

メーカー:TOTO
機種名:UM-100

項目	判断基準	点検日			
外観	各部の汚れ、錆・傷の有無	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
	スイッチ、ツマミ類の割れやガタつきの有無	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
	本体の割れやガタつきの有無	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
記録部	記録紙は指定品を使用しているかの確認	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
	カルテにデータが転送されているか	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
電源部	電源コードの破損の有無	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
	電源電圧の確認	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
動作	測定が問題なくできるか	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
	測定中に異常はないか	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
その他	トランスデューサの構成の確認	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
点検実施者					
確認者					

福井大学医学部附属病院
医学研究支援センター
2023/6/20